


# ALKALICKÁ FOSFATÁZA

## Princip:

Alkalická fosfatáza (E.C. 3.1.3.1. – ALP) štěpí 4-nitrofenylfosfát v prostředí N-metyl-1-D-glukaminového pufru na 4-nitrofenol a fosfát. Enzymová aktivita je úměrná zvýšení koncentrace 4-nitrofenolu, která může být změřena metodou konstantního času s využitím inhibitoru blokujícího aktivní centrum enzymu.



## Reagencie:

- substrát: 92 mM 4-nitrofenylfosfát
- pufr: 0.43 M N-metyl-D-glukamin
- inhibitor: chelaton III, NaOH

## Postup:

Zkumavka	vzorek	blank
Pufr (ml)	2.00	2.00
Sérum (μl)	40	–
Smíchejte a inkubujte 5 minut při teplotě 37 °C. Pak přidejte:		
Substrát (ml)	0.4	0.4
Smíchejte a inkubujte přesně 10 minut při teplotě 37°C. Pak přidejte:		
Inhibitor (ml)	1.0	1.0
sérum (μl)	–	40

Obě analyzované vzorky dobře promíchejte a měřte absorbance roztoků při vlnové délce 405 nm.

## Výpočet:

$$\text{Aktivita } (\mu\text{kat/l}) = 7.96 \times (A_{\text{vzorek}} - A_{\text{blank}})$$

**Referenční hodnoty:**

- Muži: 0.9–2.3  $\mu\text{kat/l}$
- Ženy: 0.74–2.1  $\mu\text{kat/l}$
- Děti (do 14 let): 1.2–6.3  $\mu\text{kat/l}$

# γ-GLUTAMYLTRANSFERÁZA

## Princip:

Enzym katalyzuje přenos γ-glutamylové skupiny z L-glutamyl-3-karboxy-p-nitroanilidu na glycyglycin. V průběhu reakce se uvolní ekvivalentní množství 5-amino-2-nitrobenzoátu, které je úměrné aktivitě enzymu. Spektrofotometrické stanovení provádíme při konstantní vlnové délce 410 nm.

## Reagencie:

- Činidlo: 6.5 mM γ-glutamyl-3-karboxy-p-nitroanilid
- 165 mM glycyglycin

## Postup:

Do kyvety pipetujte:

Činidlo (37°C)	1 ml
Nastavte spektrofotometr, připravte si stopky a pak přidejte:	
Sérum	100 μl

IHNED smíchejte, vložte kyvetu do spektrofotometru ( $\lambda = 410 \text{ nm}$ ) a zaznamenejte:

- Počáteční absorbanci vzorku
- Absorbance v minutových intervalech po dobu 3 minut (použijte stopky)

## Výpočet:

Vypočítejte změny (diference) naměřených absorbancí a průměrnou diferenci za minutu ( $\Delta A/\text{min}$ ). Aktivitu enzymu počítejte podle vztahu:

$$\text{Aktivita } (\mu\text{kat/l}) = 23.19 \times (\Delta A/\text{min})$$

## Referenční hodnoty:

- Muži: 0.25–1.77  $\mu\text{kat/l}$
- Ženy: 0.17–1.1  $\mu\text{kat/l}$